

MINISTERSTVO OBRANY SR

Úrad logistiky služieb

Č.p.: ÚLogS -251 - 2/2010 SkO

Výtlačok č. :

Počet listov :

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou,
podľa § 102 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

1) Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov : Ministerstvo obrany SR
Úrad logistiky a služieb
Sídlo : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zastúpený : Ing. Juraj HALENÁR - riaditeľ Úradu logistiky služieb MO SR
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava,
Číslo účtu : 7000171557/8180
IČO : 30 845 572/00166

Kontaktná osoba: Marian BIELENÝ
Telefón : 0960 32 25 26; 0903 820 110
Fax: 0960 32 13 80
e-mail: bielenym@mod.gov.sk

2) Predmet zákazky:

Diagnosticke médiá pre mikrobiologické laboratórium – pôdy a agary

3) Miesto dodania tovaru :

Za kasárňou 5, 832 47 Bratislava (Duklianske kasárne)

4) Typ zmluvy : Samostatné objednávky

5) Lehota dodania : Do 31.12.2010, na základe samostatných objednávok

6) Predloženie ponuky :

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa
- adresa súťažiteľa (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „**Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať**“,
- heslo „**Pôdy a agary**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

Poštou: **Ministerstvo obrany, Úrad logistiky a služieb MO SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,**

osobne: **Ministerstvo obrany SR, Úrad logistiky a služieb MO SR,
Za kasárňou č. 5, Bratislava,
budova č. 5, miestnosť č. 122 pracovisko administratívnej bezpečnosti
(spisovňa), v čase od 7,30-8,30; 10,30-11,30; 13,00-14,30hod.**

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 14. júna 2010 do 11, 30 hod.

Otváranie ponúk sa uskutoční: dňa 14. júna 2010 o 13,00 hod. komisiou riaditeľa ÚLogS MO SR, bez účasti uchádzačov.

Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia riaditeľa ÚLogS MO SR bez účasti uchádzačov.

7) Podmienky účasti

Doklad o oprávnení podnikat' v ktorom bude zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na dodanie predmetu zákazky. Požadovaný doklad musí byť v originálnom vyhotovení, nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk alebo jeho úradne osvedčená kópia.

8) Požadované obchodné podmienky dodania služby

- a) Cenová ponuka je platná do 31.12.2010 a sú v nej zahrnuté všetky náklady uchádzača, vrátane nákladov dopravných;
- b) Tovar bude objednávaný vyhlasovateľom podľa jeho potrieb, na základe samostatných písomných objednávok;
- c) Objednaný tovar doručiť do 5 pracovných dní od obdržania písomnej objednávky a prepravovať ho v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru;
- d) Objednaný tovar doručiť na adresu: Úrad logistiky a služieb MO SR, Za kasárňou 5, 832 47 Bratislava (Duklianske kasárne).
- e) Ku každej písomnej objednávke pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru;
- f) Na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok;
- g) Na tovar dodaný na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra
- h) Faktúry zasielať na adresu: Úrad logistiky a služieb MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 - a) splatnosť faktúr 30 dní,
 - b) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,
- i) záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem;

9) Obsah ponuky

- a) Doklady podľa bodu 7) tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti;
- b) Cenová ponuka; Naceniť výlučne len požadované balenia uvedené v tabuľke.
- c) Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo Výzve, č. ÚLogS-251- 2/2010 SkO. Prehlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača;

10) Požiadavky na predloženie cenovej ponuky

Ponuka musí byť predložená na všetky druhy tovarov uvedených v podklade pre vypracovanie cenovej ponuky.

11) Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

Najnižšia celková cena .

12) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

- Vo veciach technických zákazky, k špecifikáciám, informácie podáva :

p. Miroslav HORVÁTH, tel. : 0960 501 412, 0915 737 549, VUHE Bratislava

- Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu;

- Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

13) Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou

- nebola predložená ani jedna ponuka;
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy;
- ani jedna z predložených ponúk nevyhoví požiadavkám verejného obstarávateľa;
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bol výzva zverejnená;

V Bratislave dňa 21. mája 2010

Ing. Juraj HALENÁR
riaditeľ Úradu logistiky a služieb MO SR

Cenová ponuka k VÝZVE : č.: ÚLogS – 251 - 2/2010 SkO

predmet zákazky : Diagnostické médiá pre mikrobiologické laboratórium – Pôdy a agary

Uchádzač :

Adresa, sídlo :

Štatutárny zástupca :

IČO :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

P.č.	Druh a špecifikácia zástavy a vlajky	Cena za 1 bal. v € bez DPH	Cena za 1 bal. v € s DPH
1.	144 Laktóza TTC agar, / á 20 ks		
2.	122 Endo agar, / á 20 ks		
3.	131 Slanetz-Bartley agar, / á 20 ks		
4.	107 Agar s kvasničným extraktom, / á 20 ks		
5.	173 Endo agar s biochemickým klínom, / á 20 ks		
6.	114 MacConkey agar / s krištál. Violet / á 20 ks		
7.	117 DCL/Desoxycholat-citr-lakt / á 20 ks		
8.	120 Sabouraud agar s CMP / á 20 ks		
9.	353 Indol, / á 20 ks		
10.	111 Columbia agar/ 5% barania krv, / á 20 ks		
11.	112 Čokoládový agar bez ATB / á 20 ks		
12.	311 Selenitový bujón / 5 ml / á 10 ks		
13.	321 Thioglykolát / 10 ml / á 10 ks		
14.	327 Glukózový bujón – klin. / 5 ml / á 10 ks		
15.	445 Trypton – sójový bujón / 5 ml / á 10 ks		
16.	387 živný bujón č. 2 / 5 ml / á 10 ks		
17.	355 Žlč – aeskulín / 2 ml / á 10 ks		
18.	145 Laktóza TTC agar, / á 20 ks		
19.	Spolu cena za všetky komodity: € bez DPH € s DPH		

Naceniť výlučne len požadované balenia podľa predlohy.

*Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača*

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.	144 Laktóza TTC agar, /á 20 ks	144 laktóza TTC agar - TERGITOL – 7 AGAR Katalógové číslo: 144 (20 ks Petriho misiek) Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody) Proteózový pepton..... 5,0 Kvasničný extrakt..... 3,0 Laktóza..... 10,0 Tergitol (Heptadecylsulfát sodný)..... 0,1 Bromthymolova modrá..... 0,025 Agar..... 15,0 Suplement: 1% TTC..... 3 ml Konečné pH = 6,9 ± 0,2 pri 25°C Použitie: Tergito-7 agar je selektívne médium určené na stanovenie počtu koliformných baktérií. Balenie: 20 platní, 1 platňa 90 mm Skladovanie: +2 až +8 °C, v tme Expirácia: 1 mesiac
2.	122 Endo agar, /á 20 ks	ENDO AGAR Katalógové číslo: 122 (20 ks Petriho misiek) Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody) Peptón..... 10,0 Laktóza..... 10,0 Dihydrogenfosforečnan draselný..... 3,5 Siričitan sodný..... 2,5 Agar..... 12,0 Bázický fuchsín..... 4 ml Konečné pH = 7,5 ± 0,2 pri 25°C Použitie: Médium je určené na detekciu koliformných a iných entero-baktérií. Upozornenie: Bázický fuchsín je potencionálny karcinogén! Balenie: 20 platní, 1 platňa 90 mm Skladovanie: +2 až +8 °C v tme Expirácia: 2 mesiace

3.	131 Slanetz-Bartley agar /á 20 ks	SLANETZ - BARTLEY AGAR (Selektívny agar na izoláciu fekálnych streptokokov) Katalógové číslo: 131 (20 ks Petriho misiek) Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody) Typtóza..... 20,0 Kvasničný extrakt..... 5,0 Glukóza..... 2,0 Hydrogenfosforečnan draselný..... 4,0 Azid sodný..... 0,4 Trifenyltetrazoliumchlorid..... 0,1 Agar..... 15,0 Konečné pH = 7,2 ± 0,2 pri 25°C Použitie: Médium je určené na detekciu fekálnych streptokokov na stanovenie počtu enterokokov v potravinách, vhodný aj pre použitie metódy membránovej filtrácie vody. Upozornenie: Azid sodný je jedovatý. Balenie: 20 platní, 1 platňa 90 mm Skladovanie: +2 až +8 °C, v tme Expirácia: 2 mesiace
4.	107 Agar s kvasničným extraktom, /á 20 ks	144 laktóza TTC agar - TERGITOL – 7 AGAR Katalógové číslo: 144 (20 ks Petriho misiek) Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody) Proteózový pepton..... 5,0 Kvasničný extrakt..... 3,0 Laktóza..... 10,0 Tergitol (Heptadecylsulfát sodný)..... 0,1 Bromthymolova modrá..... 0,025 Agar..... 15,0 Suplement: 1% TTC..... 3 ml Konečné pH = 6,9 ± 0,2 pri 25°C Použitie: Tergito-7 agar je selektívne médium určené na stanovenie počtu koliformných baktérií. Balenie: 20 platní, 1 platňa 90 mm Skladovanie: +2 až +8 °C, v tme Expirácia: 1 mesiac

5. 173 Endo agar s biochemickým klínom /á 20 ks

ENDO s biochemickým klinom

Katalógové číslo: 173 (20 ks Petriho misiek)
ENDO agar

Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody)

Peptón..... 10,0
Laktóza..... 10,0
Dihydrogenfosforeňnan draselný..... 3,5
Siriťitan sodný..... 2,5
Agar..... 12,0
Bázický fuchsín..... 4 ml
Konečné pH = 7,5 ± 0,2 pri 25°C

Biochemický klin

Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody)

Mäsový extrakt..... 4,0
Bakteriologický peptón.....
Enzymatický kazeínový hydrolyzát

Chlorid sodný
Urea
Glukóza
Brómtymolová modrá 6,0
6,0
5,0
6,0
6,0
0,06

Agar 13,0
Konečné pH = 7,0 ± 0,2 pri 25°C

Použitie: Médium je určené na detekciu koliformných a iných entero-baktérií.

Upozornenie: Bázický fuchsín je potencionálny karcinogén

Balenie: 20 platní, 1 platňa 90 mm

Skladovanie: +2 až +8 °C v tme

Expirácia: 3 mesiace

6. 114 MacConkey agar / s krištal. Violetľ/ á 20 ks

MAC CONKEY AGAR s kryštálovou violetľou
Katalógové číslo: 114 (20 ks Petriho misiek)

Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody)

Bakteriologický peptón..... 20,0
Žlčové soli..... 1,5
Chlorid sodný..... 5,0
Laktóza..... 10,0
Neutrálna červeň..... 0,03
Kryštálová violetľ..... 0,001
Agar..... 15,0

Konečné pH = 7,3 ± 0,2 pri 25°C

Použitie: MacConkey agar je určený na izoláciu enterobaktérií v klinickom materiáli a počítanie enterobaktérií v potravinách, mliečnych výrobkoch a vode.

Používa sa tiež na detekciu enteropatogénnych druhov Salmonella, Shigella a E. coli u detí a v materskom mlieku. Kryštálová violetľ inhibuje rast Gram pozitívnych kokov.

Balenie: 20 platní, 1 platňa 90 mm

Skladovanie: +2 až +8 °C

Expirácia: 3 mesiace

DESOXYCHOLÁT-CITRÁT-LAKTÓZA AGAR

7. 117 DCL/Desoxycholát-citr-lakt / á 20 ks

Katalógové číslo: 117 (20 ks Petriho misiek)

Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody)

Bakteriologický peptón..... 5,0
Mäsový extrakt..... 5,0
Citrát sodný..... 8,5
Thiosulfát sodný..... 5,4
Citrát železitý..... 1,0
Desoxycholát sodný..... 5,0
Laktóza..... 10,0
Neutrálna červeň..... 0,02
Agar..... 12,0

Konečné pH = 7,3 ± 0,2 pri 25°C

Použitie: DCL agar je selektívne médium pre rody Salmonella, Shigella. Inhibuje rast Gram pozitívnych kokov a čiastočne inhibuje rast Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter a iné. Zabraňuje plazeniu rodu Proteus.

Balenie: 20 platní, 1 platňa 90 mm

Skladovanie: +2 až +8 °C

Expirácia: 3 mesiace

8.	120 Sabouraud agar s CMP/ á 20 ks	SABOURAUDOV AGAR II. s chloramfenikolom Katalógové číslo: 120 (20 ks Petriho misiek) 206 (12 x 180 ml) Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody) Peptón..... 10,0 Glukóza..... 40,0 Agar..... 15,0 Chloramfenikol..... 0,5 Konečné pH = 6,0 ± 0,2 pri 25°C Použitie: Sabouraudov agar I. je určený pre izoláciu, identifikáciu a kultiváciu kvasiniek a dermatofytických plesní. Chloramfenikol odstraňuje bakteriálne kontaminanty v silne kontaminovaných vzorkách: sputum, stolica, nehty, vlasy atď. Balenie: 20 platní, 1 platňa 90 mm Skladovanie: +2 až +8 °C Expirácia: 3 mesiace
9.	353 Indol, /á 20 ks	kultivačné médium COLUMBIA +5% baranej krvi
10.	111 Columbia agar/5% barania krv/á 20 ks	Katalógové číslo: 111 (20 ks Petriho misiek) Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody) Špeciálna zmes peptónov..... 23,0 Škrob..... 1,0 Chlorid sodný..... 5,0 Agar..... 10,0 Barania krv..... 50 ml Konečné pH = 7,3 ± 0,2 pri 25°C Použitie: Pôda sa používa ako základná diagnostická pôda pre pneumokoky, streptokoky, veľmi vhodná pre kultiváciu vybraných najmä hemolytických druhov baktérií. Columbia agar obohatený čerstvou krvou umožňuje rast Gram pozitívnych kokov: streptokoky, vrátane <i>S. pneumoniae</i>. Tieto baktérie na médiu vytvárajú kolónie s veľmi jasne definovanými zónami hemolýzy a viridácie. Balenie: 20 platní, 1 platňa 90 mm Skladovanie: +2 až +8 °C Expirácia: 75 dní

11.	112 Čokoládový agar bez ATB á 20 ks	ČOKOLÁDOVÝ AGAR základný Katalógové číslo: 112 (20 ks Petriho misiek) Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody) Špeciálna zmes peptónov..... 23,0 Škrob..... 1,0 Chlorid sodný..... 5,0 Agar..... 10,0 Konská krv..... 100,0 ml Konečné pH = 7,3 ± 0,2 pri 25°C
12.	311 Selenitový bujón./ 5 ml á 10 ks	Použitie: Čokoládový agar pre izoláciu gonokokov, meningokokov ako aj ostatných baktérií. Čokoládový agar je doporučovaný najmä pre izoláciu patogénnych Neisserii a Haemophilov. Hemoglobín obsiahnutý v pôde je dôležitý pre rast uvedených baktérií (termostabilný faktor X). Balenie: 20 platní, 1 platňa 90 mm Skladovanie: +2 až +8 °C Expirácia: 4 mesiace 1) 311 Selenitový bujón./5 ml á 10 ks SELENITOVÉ MÉDIUM Katalógové číslo: 311 (5 x 10 ml) Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody) Tryptón..... 5,0 Laktóza..... 4,0 Hydrogenfosforečnan sodný..... 10,0 L-cysteín..... 0,01 Suplement: Selenit sodný..... 4,0 g Konečné pH = 7,0 ± 0,2 pri 25°C Použitie: Selenitové médium je obohatené médium na detekciu salmonell v stolici, v moči, i v potravinách. Inkubácia: 37°C – 18 až 24hodín (stolica) 42°C – 24, 48 a 72 hodín (potraviny) Balenie: 5 skúmaviek á 10ml Skladovanie: +4 °C Expirácia: 3 mesiace

		3) Thioglykolát /10 ml / á 10 ks THIOGLYKOLÁT (bujón)
		Katalógové číslo: 302 (5 x 10ml) 401 (12 x 100ml)
		Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody) Tryptický hydrolyzát kazeínu..... 15,0 Kvasničný extrakt..... 5,0 Thioglykolát sodný..... 0,5 NaCl..... 2,5 L-cystín..... 0,5 Glukóza..... 5,5 Resazurín..... 0,001 Agar..... 0,5 Konečné pH = 7,1 ± 0,2 pri 25°C Použitie: Médium je určené pre kontrolu sterility farmakologických a potravinárskych výrobkov. Umožňuje súčasnú detekciu aeróbnych aj anaeróbnych mikróbov.
13.	321 Thioglykolát /10 ml / á 10 ks	Balenie: Fľašky: 12x100ml Skúmavky: 5 x 5 ml Skladovanie: +2 až +8.°C, ak zružovie - na 10 min dať do Expirácia: 1 mesiac
14.	327 Glukozový bujón – klin./5 ml á 10 ks	
		TRYPTÓN – SÓJOVÝ BUJÓN (CASEIN SOYA BEAN DIGEST BROTH)
		Zloženie pôdy v 1000 ml vody
		Enzymatický kazeinový hydrolyzát 17,0 g
		Sójový peptón 3,0 g
		Chlorid sodný 5,0 g
		Hydrogénfosforečnan draselný 2,5 g
		Glukóza 2,5 g
		pH 7,1 – 7,5
		Použitie:
15.	445 Trypton – sójový bujón /5 ml / á 10 ks	Prípravok je určený pre všeobecné laboratórne použitie na kultiváciu rastovo najnáročnejších baktérií a na skúšky sterility. Naočkovaná pôda sa inkubuje 24-48 hod. pri 37,0 OC, u Candida albicans – 5 dní pri 25,0 OC. Prípravok zodpovedá Ph. Eur. a SL - 1.
		Kontrola kvality
		Escherichia coli Ec 327/73; ATCC 25922
		Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
		Staphylococcus aureus ATCC 6538
		Staphylococcus epidermidis M 12/63; ATCC 12228
		Streptococcus salivarius str. 64/59; ATCC 27945
		Streptococcus pyogenes ATCC 12344
		Streptococcus pneumoniae Pn 26/57; CCM 4424
		Candida albicans ATCC 10231
		Uchovávanie
		Uchováva sa pri +15 OC až +25 OC, v suchu a tme.

387 Živný bujón č. 2 / 5 ml á 10 ks	ŽIVNÝ BUJÓN č.2 Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody) Mäsový extrakt.....10,0 Pepton..... 10,0 NaCl..... 5,0 Konečné pH = 7,4 ± 0,2 pri 25°C Použitie: Médium sa používa na všeobecné použitie v bakteriológii. Balenie: 5 skúmaviek á 10ml alebo 12 fľašiek á 100 ml Skladovanie: +2 až +8 °C Expirácia: 3 mesiace
--	---

Zloženie (v gramoch na liter destilovanej vody)

Mäsový extrakt.....	10,0
---------------------	------

Pepton.....	10,0
-------------	------

NaCl..... 5,0

287 žiarné kváčky 3 / 5 ml á 10 kg Konečné pH = 7,4 ± 0,2 pri 25°C

Použitie: Médium sa používa na všeobecné použitie v bakteriológii.

Balenie: 5 skúmaviek á 10ml alebo 12 fľašiek á 100 ml

Skladovanie: +2 až +8 °C

Expirácia: 3 mesiace

355 Žlč-aeskulin /2 ml / á 10 ks	kultivačné médium
----------------------------------	-------------------

355 Žlč-aeskulin /2 ml / á 10 ks

145 Laktóza TTC agar, / á 20 ks